








### 1. Тренировка аккомодации

	2. Ручеек ТАК6.2. 48700 руб.	ТАК6.2 для тренировки аккомодации. Содержит таблицу оптотипов, для оценки эффекта от занятий. Меняется диапазон тренировки и цвет светящихся объектов: красный, желтый или зеленый. 7 сеансов тренировки, 3 сменных линзы.
	3. Ручеек ТАК6.3. 75200 руб.	ТАК6.3 – комплекс дополнен глазо-двигательными упражнениями. 3 сеанса по аккомодации, 2 сеанса – глаз-двиг. упраж., 2 сеанса – комплексные, кассета с 8 сменными линзами.



### 2. Лечение амблиопии

	1. Мозаика ПСР-1 3700 руб.	Комплекс для зрительной стимуляции с помощью паттернов: 14 контрастных рисунков черн./красн./зелен./синего цвета на белом фоне. Игра-тренировка различной сложности с помощью калейдоскопа. Для домашних условий, спец.детсадов.
	2. Рельеф (программа) ПСК-1 5900 руб.	Паттерн-стимулирующие компьютерные упражнения: многоцветная палитра, 4 уровня игры, анализ динамики лечения. Адаптируется к остроте зрения и возрасту (с 3-х лет) пациента.
	3. Световое перо ТВО-1 47600 руб.	Амблиотренер для тренировки координации движения глаз-рука. 14 рисунков по возрастанию сложности с линиями разной толщины. Таймер, табло результатов, память по 9 сеансам.

### 3. Лечение косоглазия

	1. Радуга БЗР-1 3700 руб.	Комплекс-раскраска с цветовым разделением. Как бивизиотренер, но удобнее. 30 рисунков многократного использования. Подходит для домашних условий, спец.детсадов по зрению.
	2. Гамма (программа) БЗК-1 7500 руб.	Упражнения на слияние и центрирование с цветовым разделением: компьютерный синаптофор. Сеансы учитывает возраст и особенности зрения. Анимация, паттерны, формирование сеансов.

### 4. Контроль остроты зрения

	1. Альбом сводный №1 1900 руб.	Наборы оптотипов (8 таблиц): буквы, фигуры, кольца, знак Е. Дистанция 1, 3, 4 или 5 м. Для близи 30 и 60 см. Острота зрения 0,02 ... 2,0. Инструкция, сертификат.
	2. Набор таблиц №4 490 руб.	Набор оптотипов (23x17см) из 4 таблиц: фигуры, буквы (для 3 и 4 м), тексты для близи (30 см) и для монитора (60 см). Острота зрения 0,1 ... 1,6 по 11 строчкам. Без бликовая защита пластиком.

Указанные выше аппараты объединены в «Комплекс аппаратно-программный для формирования и выполнения визуальных упражнений по тренировке аккомодации, восстановлению и контролю зрительных функций (ТАКОВ)»:

Регистрационное удостоверение РУ № ФСР 2009/05442 от 14.08.2009 г. бессрочное, нового образца; приказы Росздравнадзора № 6516-Пр/09 от 14.08.09 г. и № 4791 от 01.06.2016 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.67122/23 с 30.08.2023 г. по 19.07.2028 г.